




NUOVI SCANBODY

PIÙ SEMPLICI, PIÙ ACCURATI

SOLUZIONI CAD CAM :
NOVITA' E
AGGIORNAMENTI



Caro/a dottore/ssa,

Per continuare a fornirti tutto il supporto necessario per il tuo studio, Biotech Dental completa la sua offerta di soluzioni CAD CAM. Le nostre gamme di scanbody, ora disponibili in PEEK, e di Ti-bases su monconi conici sono in continua evoluzione.

I tuoi Scanbody in Titanio rimangono utilizzabili e sono compatibili con la nuova libreria, ma avrai un riconoscimento semplificato durante la scansione grazie alle figure geometriche aggiunte.

ATTENZIONE : Coesistono diverse referenze di Scanbody. Al momento dell'ordine protesico, è necessario indicare il codice dello Scanbody scelto al tuo laboratorio per evitare qualsiasi errore durante l'esecuzione del lavoro protesico.

Se hai domande sulle librerie o sugli Scanbody, non esitare a contattare il servizio clienti di Biotech Dental Digital:



luca.zito@biotech-dental.it

NUOVI SCANBODY IN PEEK BIOTECH DENTAL


		Immagini	Codici	Descrizione
Impianti KontaktSM, KontaktSM N, KontaktSM S, KontaktSM S+ Impianto KontaktSM PL	Impianto diretto		KPSCANP	Scanbody in PEEK per impianto + vite
			KPSCANPLG	Scanbody lungo in PEEK per impianto + vite
			K30PSCANP	Scanbody Ø 3 mm in PEEK per impianto + vite K30VPL
			K30PSCANPLG	Scanbody Ø 3 mm, lungo, in PEEK per impianto + vite K30VPL
			KPLPSCANP	Scanbody in PEEK per impianto + vite KPLVPL
Monconi conici			KECESCANP	Scanbody in PEEK per moncone conico stretto
			KECSKANP	Scanbody in PEEK per moncone conico
IsoPost			KPIPSCANP	Scanbody in PEEK per monconi IsoPost
OmniPost			KPOPSCANP	Scanbody in PEEK per monconi OmniPost
UniPost			KPVSCAN40P	Scanbody in PEEK per moncone UniPost Ø 4 mm + vite KPVVT
			KPVSCAN50P	Scanbody in PEEK per moncone UniPost Ø 5 mm + vite KPVVT
			KPVSCAN65P	Scanbody in PEEK per moncone UniPost Ø 6.5 mm + vite KPVVT

Tutti i pezzi della gamma per impianti di Ø 3 mm sono identificati da linee gialle tratteggiate.

RIASSUNTO E CODICI CORRISPONDENTI DELLE SOLUZIONI CAD CAM KONTACT™

	Ti-Bases impianto diretto		Scanbody 1a generazione	Scanbody in Titanio 2a generazione	Scanbody di nuova generazione in PEEK	Analoghi
	K30PCADCAM15	Ti-Base per impianto Ø 3 mm H1,5 mm + vite K30VP				K30DI
	K30PCADCAM15-L	Ti-Base lungo per impianto Ø 3 mm H1,5mm + vite K30VP				
	K30PCADCAM30	Ti-Base per impianto Ø 3 mm H3 mm + vite K30VP				
	K30PCADCAM30-L	Ti-Base lungo per impianto Ø 3 mm H3 mm + vite K30VP				
	K30PCADCAM40	Ti-Base per impianto Ø 3 mm H4 mm + vite K30VP				
	K30PCADCAM40-L	Ti-Base lungo per impianto Ø 3 mm H4 mm + vite K30VP				
	K30PCADCAM50	Ti-Base per impianto Ø 3 mm H5 mm + vite K30VP				
	K30PCADCAM50-L	Ti-Base lungo per impianto Ø 3 mm H5 mm + vite K30VP				
Libreria identica						
	KPCADCAM4007	Ti-Base Ø 4 mm H0,7 mm + vite KVP				KDI
	KPCADCAM4007-L	Ti-Base lungo Ø 4 mm H0,7 mm + vite KVP				
	KPCADCAM4010	Ti-Base Ø 4 mm H1 mm + vite KVP				
	KPCADCAM4010-L	Ti-Base lungo Ø 4 mm H1 mm + vite KVP				
	KPCADCAM4020	Ti-Base Ø 4 mm H2 mm + vite KVP				
	KPCADCAM4020-L	Ti-Base lungo Ø 4 mm H2 mm + vite KVP				
	KPCADCAM4030	Ti-Base Ø 4 mm H3 mm + vite KVP				
	KPCADCAM4030-L	Ti-Base lungo Ø 4 mm H3 mm + vite KVP				
	KPCADCAM4040	Ti-Base Ø 4 mm H4 mm + vite KVP				
	KPCADCAM4040-L	Ti-Base lungo Ø 4 mm H4 mm + vite KVP				
	KPCADCAM4050	Ti-Base Ø 4 mm H5 mm + vite KVP				
	KPCADCAM4050-L	Ti-Base lungo Ø 4 mm H5 mm + vite KVP				
	KPCADCAM5007	Ti-Base Ø5 mm H0,7 mm + vite KVP				
	KPCADCAM5007-L	Ti-Base haute Ø 5 mm H0,7 mm + vite KVP				
	KPCADCAM5010	Ti-Base Ø 5 mm H1,mm + vite KVP				
	KPCADCAM5010-L	Ti-Base lungo Ø 5 mm H1 mm + vite KVP				
	KPCADCAM5020	Ti-Base Ø 5 mm H2 mm + vite KVP				
	KPCADCAM5020-L	Ti-Base lungo Ø 5 mm H2 mm + vite KVP				
	KPCADCAM5030	Ti-Base Ø 5 mm H3 mm + vite KVP				
	KPCADCAM5030-L	Ti-Base lungo Ø 5 mm H3 mm + vite KVP				
	KPCADCAM5040	Ti-Base Ø 5 mm H4 mm + vite KVP				
	KPCADCAM5040-L	Ti-Base lungo Ø 5 mm H4 mm + vite KVP				
	KPCADCAM5050	Ti-Base Ø 5 mm H5 mm + vite KVP				
	KPCADCAM5050-L	Ti-Base lungo Ø 5 mm H5 mm + vite KVP				
	KPCADCAM6520	Ti-Base Ø 6,5 mm H2 mm + vite KVP				
	KPCADCAM6520-L	Ti-Base lungo Ø 6,5 mm H2mm + vite KVP				
	KPCADCAM6530	Ti-Base Ø 6,5 mm H3mm + vis KVP				
	KPCADCAM6530-L	Ti-Base lungo Ø 6,5 mm H3mm + vite KVP				
	KPCADCAM6540	Ti-Base Ø 6,5 mm H4mm + vite KVP				
	KPCADCAM6540-L	Ti-Base lungo Ø 6,5 mm H4mm + vite KVP				
	KPCADCAM6550	Ti-Base Ø 6,5 mm H5mm + vite KVP				
	KPCADCAM6550-L	Ti-Base lungo Ø 6,5 mm H5mm + vite KVP				
Libreria identica						

Tutti i pezzi della gamma per impianti di Ø 3 mm sono identificati da linee gialle tratteggiate.

Ti-bases per monconi conici			Scanbody in Titanio	Scanbody in PEEK	Monconi	Analoghi	Scanbody 1a generazione
Nuovo 	KECEADCAM	Ti-base per moncone conico stretto + vite KECEEAVGCNV	 KECESCAN	 KECESCANP	KECEEAAP	KECEx	 BK91-40
	KECEADCAM2	Ti-base corto per moncone conico stretto + vite KECEEAVGCNV					
Nuovo 	KECCADCAM	Ti-base per moncone conico + vite EAVGC	Libreria identica		KECEAAP	KECx	 BK91-49
	KECCADCAM2	Ti-base corto per moncone conico + vite EAVGC	 KECSCAN	 KECSCANP			
Ti-Bases per Monconi UniPost			Scanbody in Titanio	Scanbody in PEEK	Monconi	Analoghi	
	KPVADCAM40	Ti-base per moncone UniPost Ø 4 mm + vite KPVV40	Libreria identica		KPV40x	KDPV40	
			 KPVSCAN40	 KPVSCAN40P			
	KPVADCAM50	Ti-base per moncone UniPost Ø 5 mm + vite KPVV50	Libreria identica		KPV50x	KDPV50	
			 KPVSCAN50	 KPVSCAN50P			
	KPVADCAM65	Ti-base per moncone UniPost Ø 6.5 mm + vite KPVV65	Libreria identica		KPV65x	KDPV65	
			 KPVSCAN65	 KPVSCAN65P			
Ti-Bases per monconi IsoPost			Scanbody in Titanio	Scanbody in PEEK	Monconi	Analoghi	
	KCTIPC	Cappetta in Titanio non indicizzata da incollaggio per IsoPost	Libreria identica		KPIPxxx KPIPAxxxxxx	KDIP	
			 KPIPSCAN	 KPIPSCANP			
Cappette OmniPost			Scanbody in PEEK		Monconi	Analoghi	
	KPOPCT	Cappetta telescopica OmniPost	 KPOPSCANP		KPOPxxx KPOPAxxxxxx KPOPAxxxxxxNI	KDOP	
	KPOPCTNI	Cappetta telescopica non indicizzata OmniPost					
	KPOPCTV	Cappetta avvitata OmniPost + vite KPOPVCTV					
	KPOPCTVNI	Cappetta avvitata OmniPost non indicizzata + vite KPOPVCTV					
Ti-Bases impianto diretto Kontakt™ Perio Level			Scanbody in PEEK		Analoghi		
 	KLPADCAM-S	Ti-Base collo S + vite KPLVP	 KPLPSCANP		KPLDIxx		
	KLPADCAM-M	Ti-Base collo M + vite KPLVP					
	KLPADCAM-L	Ti-Base collo L + vite KPLVP					
	KLPADCAM-XL	Ti-Base collo XL + vite KPLVP					
	KLPADCAM-L-S	Ti-Base alto collo S + vite KPLVP					
	KLPADCAM-L-M	Ti-Base alto collo M + vite KPLVP					
	KLPADCAM-L-L	Ti-Base alto collo L + vite KPLVP					
	KLPADCAM-L-XL	Ti-Base alto collo XL + vite KPLVP					